

# Utilización de una jeringa precargada para trombosis de Sanofi

## Instrucciones de inyección para pacientes

**Su médico le ha recetado una heparina de bajo peso molecular.**

- La finalidad es prevenir una trombosis o una embolia pulmonar, o bien disolver un coágulo sanguíneo existente.
- Puede aplicarse la inyección usted mismo o pedirselo a una persona de su confianza.

### Preparación fácil



**1.** Lávese las manos. Elija un lugar a la derecha o izquierda de su abdomen. El lugar de punción debe encontrarse por lo menos a 5 cm de distancia lateralmente de su ombligo. Limpie el lugar de punción previsto mediante una toallita impregnada en alcohol o con agua y jabón. Siéntese o acuéstese adoptando una posición relajada y cómoda. Todavía debe poder ver el lugar de punción.



**2.** Tome la jeringa y retire el capuchón protector.

En caso necesario, sacuda la jeringa para eliminar la gota en la punta de la aguja. ¡No toque nunca la aguja!

¡No debe eliminarse la burbuja de aire en la jeringa precargada!



**3.** Forme un pliegue en el lugar limpiado de la piel entre el dedo pulgar y el índice y manténgalo hasta extraer la aguja de la jeringa.

### Inyección fácil



**4.** Introduzca la aguja verticalmente en un ángulo de 90°. Ahora presione el émbolo de la jeringa cuidadosamente e inyecte el contenido completo de la jeringa (tenga en cuenta cualquier información de dosificación diferente proporcionada por su médico). No afloje el pliegue de la piel entre el pulgar y el índice.

Es importante que presione hasta el tope el émbolo de la jeringa para activar el mecanismo de protección.



**5.** Cuente lentamente hasta 5 y extraiga después lentamente la aguja.

La cubierta protectora se desliza sobre la aguja incluyéndola en su interior.



**6.** Deseche la jeringa utilizada en un contenedor para objetos punzocortantes. Cierre cuidadosamente la tapa del contenedor y guárdelo fuera del alcance de los niños.

*Las presentes instrucciones no reemplazan las instrucciones de uso. Es imprescindible observar el contenido de las instrucciones de uso.*



¡ Encontrará **información adicional** en nuestra **Inject-App!**

SAD.E.ENO.19.09.2342b